

Шлем текстильный MCScar

Шлем текстильный маркированный по системе 10-20/10-10 с идентификацией размера по цвету шлема.

Артикул	Размер	Окружность головы
033-0-213	XL	60-66 см
033-0-214	XL/L	57-63 см
033-0-215	L	54-60 см
033-0-216	L/M	51-57 см
033-0-217	M	48-54 см
033-0-218	M/S	45-51 см
033-0-219	S	42-48 см
033-0-220	S/XS	39-45 см
033-0-221	XS	36-42 см
033-0-222	Inf I	32-36 см
033-0-223	Inf II	28-32 см
033-0-224	Inf III	24-28 см



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Шлем текстильный MCScar,
- подбородник,
- эксплуатационная документация.

ОПИСАНИЕ

MCScar – это текстильный шлем, промаркированный согласно международной системе 10-20/10-10. Шлем предназначен для использования с чашечными электродами MCScar-C/TC/T/NT/NTC/NTH/StTC/StNT. Текстильный шлем изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. Шлем обеспечивает точное положение электродов на голове без дополнительных измерений и регулировки. Большие отверстия предусмотрены для вентиляции и обеспечения доступа к электродам и коже пациента. Шлем фиксируется на голове с помощью подбородника или нагрудного ремня. Идентификация размера осуществляется по цвету шлема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

























Материал шлема	неопрен
Система расположения электродов	10-20/10-10
Совместимые модели электродов	MCScar-C/TC/T/NT/NTC/NTH/StTC/StNT
Цвет	цветной, в соответствии с размером шлема




Масса изделия (масса нетто) < 40 г

Масса изделия в упаковке (масса брутто) < 40 г

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ШЛЕМОВ MCSCAP

Размер шлема	Обхват головы	Цвет основы для цветных шлемов	Цвет шва для черных шлемов	Рекомендовано для *	Размер подбородника/нагрудного ремня
XL	60-66 см	зеленый 	 зелёный	взрослые	взрослый
XL/L	57-63 см	синий/зеленый 	 зелёный и синий	взрослые	
L	54-60 см	синий 	 синий	взрослые (большинство)	
L/M	51-57 см	красный/синий 	 синий и красный	подростки, взрослые	
M	48-54 см	красный 	 красный	дети, подростки	детский
M/S	45-51 см	желтый/красный 	 красный и жёлтый	дети до 5 лет	
S	42-48 см	желтый 	 жёлтый	дети до 2-х лет	
S/XS	39-45 см	зеленый/желтый 	 жёлтый и зелёный	дети до 1 года	
XS	36-42 см	зеленый 	 зелёный	дети до 4-х месяцев	для новорождённых
Inf I	32-36 см	синий 	 синий	новорождённые до 1-го месяца	
Inf II	28-32 см	красный 	 красный	новорождённые, недоношенные	
Inf III	24-28 см	жёлтый 	 жёлтый	новорождённые, недоношенные	

* Согласно медианному значению размеров головы детей по перцентильным таблицам ВОЗ <http://www.who.int/childdgrowth> и ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010.

 **Перед обследованием необходимо измерить окружность головы пациента и выбрать шлем соответствующего размера. Правильный размер шлема важен для качественной регистрации ЭЭГ и комфорта пациента.**