

Шлем текстильный MCScar-51 с кольцами

Маркированный текстильный шлем с предустановленными фиксирующими кольцами в соответствии с системой 10-10 (неполная).

Артикул	Размер	Окружность головы
033-0-246	XL	60-66 см
033-0-247	XL/L	57-63 см
033-0-248	L	54-60 см
033-0-249	L/M	51-57 см
033-0-250	M	48-54 см
033-0-251	M/S	45-51 см
033-0-252	S	42-48 см



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Шлем текстильный MCScar-51 с кольцами,
- подбородник,
- эксплуатационная документация.


ОПИСАНИЕ

MCScar-51 с кольцами – это маркированный текстильный шлем с фиксирующими кольцами количеством до 51 штуки, размещенными согласно международной системе 10-10 (неполная). Шлем оборудован специальными кольцами для установки электродов типа MCScar-E. Текстильный шлем изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. Шлем обеспечивает точное положение электродов на голове без дополнительных измерений и регулировки. Большие отверстия предусмотрены для вентиляции и обеспечения доступа к электродам и коже пациента. Шлем фиксируется на голове с помощью подбородника или нагрудного ремня. Идентификация размера шлема осуществляется по цвету шва.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал шлема	неопрен
Материал фиксирующих колец	полиуретан
Количество фиксирующих колец	51
Система расположения электродов	10-10 неполная
Совместимые модели электродов	MCScar-E
Цвет	чёрный / цветной (опционально)
Масса изделия (масса нетто)	< 140 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 140 г

Схема размещения колец



#03M51

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ШЛЕМОВ MCSCAP

Размер шлема	Окружность головы	Цвет основы для цветных шлемов	Цвет шва для черных шлемов	Рекомендовано для *	Размер подбородника/нагрудного ремня	
XL	60-66 см	зеленый		зелёный	взрослые	взрослый
XL/L	57-63 см	синий/зеленый		зелёный и синий	взрослые	
L	54-60 см	синий		синий	взрослые (большинство)	
L/M	51-57 см	красный/синий		синий и красный	подростки, взрослые	
M	48-54 см	красный		красный	дети, подростки	детский
M/S	45-51 см	желтый/красный		красный и жёлтый	дети до 5 лет	
S	42-48 см	желтый		жёлтый	дети до 2-х лет	
S/XS	39-45 см	зеленый/желтый		жёлтый и зелёный	дети до 1 года	
XS	36-42 см	зеленый		зелёный	дети до 4-х месяцев	
Inf I	32-36 см	синий		синий	новорождённые до 1-го месяца	для новорождённых
Inf II	28-32 см	красный		красный	новорождённые, недоношенные	
Inf III	24-28 см	жёлтый		жёлтый	новорождённые, недоношенные	

* Согласно медианному значению размеров головы детей по перцентильным таблицам ВОЗ <http://www.who.int/childgrowth> и ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010.

Перед обследованием необходимо измерить окружность головы пациента и выбрать шлем соответствующего размера. Правильный размер шлема важен для качественной регистрации ЭЭГ и комфорта пациента.