

Размерный ряд шлемов MCScap

MCScap
accessories for EEG

Размер	Обхват головы	Цветной шлем Цвет ткани определяет размер шлема	Черный шлем Цвет шва определяет размер шлема	Размер подбородника/ нагрудного ремня	Назначение *
XL	60-66 cm	Зеленый 	Зеленый 	Взрослый	Взрослые
XL/L	57-63 cm	Зеленый + синий 	Зеленый + синий 		Взрослые
L	54-60 cm	Синий 	Синий 		Взрослые (большинство)
L/M	51-57 cm	Синий + красный 	Синий + красный 		Подростки, взрослые
M	48-54 cm	Красный 	Красный 	Детский	Дети, подростки
M/S	45-51 cm	Красный + желтый 	Красный + желтый 		Дети до 5 лет
S	42-48 cm	Желтый 	Желтый 		Дети до 2-х лет
S/XS	39-45 cm	Желтый + зеленый 	Желтый + зеленый 		Дети до 1 года
XS	36-42 cm	Зеленый 	Зеленый 	Для новорожденных	Дети до 4-х месяцев
Inf I	32-36 cm	Синий 	Синий 		Новорожденные до 1-го месяца
Inf II	28-32 cm	Красный 	Красный 		Новорожденные, недоношенные
Inf III	24-28 cm	Желтый 	Желтый 		Новорожденные, недоношенные

* Согласно медианному значению размеров головы детей по перцентильным таблицам ВОЗ <http://www.who.int/childgrowth> и ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010.

Перед обследованием необходимо измерить окружность головы пациента и выбрать шлем соответствующего размера.

Правильный размер шлема важен для качественной регистрации ЭЭГ и комфорта пациента.