

Фиксатор защитный многоразовый MCScar COVER

Защитный шлем для ЭЭГ шлемов MCScar®.

Артикул	Размер
033-0-272	XL
033-0-273	XL/L
033-0-274	L
033-0-275	L/M
033-0-276	M
033-0-277	M/S
033-0-278	S
033-0-279	S/XS
033-0-280	XS



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- MCScar COVER,
- эксплуатационная документация.

ОПИСАНИЕ

Защитный шлем MCScar COVER предназначен для:

- дополнительной фиксации ЭЭГ шлема,
- лучшего прилегания электродов к голове,
- защиты проводов с электродами от внешних факторов.

MCScar COVER подходит как для шлемов с выходом электродного шлейфа на затылке (CLINIC, PROFESSIONAL, ELECTRODE SET), так и на макушке (SLEEP).

Размерный ряд MCScar COVER идентичен размерному ряду текстильных шлемов MCScar®. MCScar COVER рекомендуется использовать того же размера, что и шлем. Для комплектов ELECTRODE SET рекомендуется использовать шлем на полразмера больше.

























MCScar COVER надевается поверх с электродного шлема, крепится к липучкам шлема и фиксируется подбородником шлема или нагрудным поясом. Подбородник в комплект MCScar COVER не входит.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал шлема	компрессионный сетчатый материал
Цвет	чёрный
Масса изделия (масса нетто)	< 18 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 18 г

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ШЛЕМОВ MCSCAP

Размер шлема	Окружность головы	Цвет основы для цветных шлемов	Цвет шва для черных шлемов	Рекомендовано для *	Размер подбородника/нагрудного ремня
XL	60-66 см	зеленый 	 зелёный	взрослые	взрослый
XL/L	57-63 см	синий/зеленый 	 зелёный и синий	взрослые	
L	54-60 см	синий 	 синий	взрослые (большинство)	
L/M	51-57 см	красный/синий 	 синий и красный	подростки, взрослые	
M	48-54 см	красный 	 красный	дети, подростки	детский
M/S	45-51 см	желтый/красный 	 красный и жёлтый	дети до 5 лет	
S	42-48 см	желтый 	 жёлтый	дети до 2-х лет	
S/XS	39-45 см	зеленый/желтый 	 жёлтый и зелёный	дети до 1 года	
XS	36-42 см	зеленый 	 зелёный	дети до 4-х месяцев	для новорождённых
Inf I	32-36 см	синий 	 синий	новорождённые до 1-го месяца	
Inf II	28-32 см	красный 	 красный	новорождённые, недоношенные	
Inf III	24-28 см	жёлтый 	 жёлтый	новорождённые, недоношенные	

* Согласно медианному значению размеров головы детей по перцентильным таблицам ВОЗ <http://www.who.int/childgrowth> и ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010.

 **Перед обследованием необходимо измерить окружность головы пациента и выбрать шлем соответствующего размера. Правильный размер шлема важен для качественной регистрации ЭЭГ и комфорта пациента.**

