

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Гель абразивный Унискраб

Гель абразивный проводящий для подготовки кожи.

Артикул

033-7-008



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

– Гель абразивный Унискраб.

ОПИСАНИЕ

Гель абразивный Унискраб применяется для предварительной обработки кожи при проведении следующих электрофизиологических исследований: ЭЭГ, записи ВП, ЭМГ, стресс-тестах ЭКГ.

Обработка кожи гелем Унискраб перед установкой электродов различного типа позволяет улучшить качество сигнала за счет обезжиривания кожи и снижения ее электрического сопротивления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная электропроводность геля	0,10 – 0,4 См/м
Вязкость геля	15,0 – 31,0 Па × с (Брукфильд RVD VII + Pro/SC4-29/30 об/мин. скорость сдвига 7,5±0,1 с ⁻¹ , при 23 °С).
рН геля	5,0 – 7,0
Цвет	голубовато-серый
Производитель	ООО «Гельтек-Медика», Россия
Номинальная масса геля	160 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 185 г

