

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шлем текстильный MCScap LIGHT

Шлем текстильный маркированный по системе 10-10 с резинкой.

Артикул	Размер	Окружность головы
033-0-284	XL	60-66 см
033-0-285	XL/L	57-63 см
033-0-286	L	54-60 см
033-0-287	L/M	51-57 см
033-0-288	M	48-54 см
033-0-289	M/S	45-51 см
033-0-290	S	42-48 см
033-0-291	S/XS	39-45 см
033-0-292	XS	36-42 см
033-0-293	Inf I	32-36 см
033-0-294	Inf II	28-32 см
033-0-295	Inf III	24-28 см



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Шлем текстильный MCScap LIGHT.
- эксплуатационная документация.

ОПИСАНИЕ

MCScap LIGHT – это текстильный шлем, промаркированный согласно международной системе 10-10. Шлем предназначен для использования с чашечными электродами MCScap-C/TC/T/NT/NTC/NTH/StTC/StNT. Текстильный шлем изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. Шлем обеспечивает точное положение электродов на голове без дополнительных измерений и регулировки. Большие отверстия предусмотрены для вентиляции и обеспечения доступа к электродам и коже пациента. Шлем фиксируется на голове с помощью резинки. Идентификация размера шлема осуществляется по цвету шва.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал шлема	неопрен
Система расположения электродов	10-10
Совместимые модели электродов	MCScap-C/TC/T/NT/NTC/NTH/StTC/StNT
Цвет	чёрный
Масса изделия (масса нетто)	< 30 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 30 г



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ШЛЕМОВ MCSCAP

Размер шлема	Окружность головы	Цвет основы для цветных шлемов	Цвет шва для черных шлемов	Рекомендовано для *	Размер подбородника/нагрудного ремня
XL	60-66 см	зеленый 	 зелёный	взрослые	взрослый
XL/L	57-63 см	синий/зеленый 	 зелёный и синий	взрослые	
L	54-60 см	синий 	 синий	взрослые (большинство)	
L/M	51-57 см	красный/синий 	 синий и красный	подростки, взрослые	
M	48-54 см	красный 	 красный	дети, подростки	детский
M/S	45-51 см	желтый/красный 	 красный и жёлтый	дети до 5 лет	
S	42-48 см	желтый 	 жёлтый	дети до 2-х лет	
S/XS	39-45 см	зеленый/желтый 	 жёлтый и зелёный	дети до 1 года	
XS	36-42 см	зеленый 	 зелёный	дети до 4-х месяцев	для новорождённых
Inf I	32-36 см	синий 	 синий	новорождённые до 1-го месяца	
Inf II	28-32 см	красный 	 красный	новорождённые, недоношенные	
Inf III	24-28 см	жёлтый 	 жёлтый	новорождённые, недоношенные	

* Согласно медианному значению размеров головы детей по перцентильным таблицам ВОЗ <http://www.who.int/childgrowth> и ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010.



Перед обследованием необходимо измерить окружность головы пациента и выбрать шлем соответствующего размера. Правильный размер шлема важен для качественной регистрации ЭЭГ и комфорта пациента.

