

## Шлем текстильный MCScar 10-10 чёрный

Шлем текстильный маркированный по системе 10-20/10-10 чёрного цвета с идентификацией размера по цвету шва.

Артикул	Размер	Окружность головы
033-0-234	XL	60-66 см
033-0-235	XL/L	57-63 см
033-0-236	L	54-60 см
033-0-237	L/M	51-57 см
033-0-238	M	48-54 см
033-0-239	M/S	45-51 см
033-0-240	S	42-48 см



### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Шлем текстильный MCScar 10-10 чёрный,
- подбородник,
- эксплуатационная документация.

























### ОПИСАНИЕ

MCScar 10-10 чёрный – это текстильный шлем, промаркированный согласно международной системе 10-10. Шлем предназначен для использования с чашечными электродами MCScar-C/TC/T/NT/NTC/NTH/StTC/StNT. Текстильный шлем изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. Шлем обеспечивает точное положение электродов на голове без дополнительных измерений и регулировки. Большие отверстия предусмотрены для вентиляции и обеспечения доступа к электродам и коже пациента. Шлем фиксируется на голове с помощью подбородника или нагрудного ремня. Идентификация размера осуществляется по цвету шва.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал шлема	неопрен
Система расположения электродов	10-10
Совместимые модели электродов	MCScar-C/TC/T/NT/NTC/NTH/StTC/StNT
Цвет	чёрный
Масса изделия (масса нетто)	< 40 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 40 г

**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ШЛЕМОВ MCSCAP**

Размер шлема	Обхват головы	Цвет основы для цветных шлемов	Цвет шва для черных шлемов	Рекомендовано для *	Размер подбородника/нагрудного ремня
XL	60-66 см	зеленый 	зелёный 	взрослые	взрослый
XL/L	57-63 см	синий/зеленый 	зелёный и синий 	взрослые	
L	54-60 см	синий 	синий 	взрослые (большинство)	
L/M	51-57 см	красный/синий 	синий и красный 	подростки, взрослые	
M	48-54 см	красный 	красный 	дети, подростки	детский
M/S	45-51 см	желтый/красный 	красный и жёлтый 	дети до 5 лет	
S	42-48 см	желтый 	жёлтый 	дети до 2-х лет	
S/XS	39-45 см	зеленый/желтый 	жёлтый и зелёный 	дети до 1 года	
XS	36-42 см	зеленый 	зелёный 	дети до 4-х месяцев	для новорождённых
Inf I	32-36 см	синий 	синий 	новорождённые до 1-го месяца	
Inf II	28-32 см	красный 	красный 	новорождённые, недоношенные	
Inf III	24-28 см	жёлтый 	жёлтый 	новорождённые, недоношенные	

\* Согласно медианному значению размеров головы детей по перцентильным таблицам ВОЗ <http://www.who.int/childgrowth> и ГОСТ Р 56620.2-2015/ISO/TR 7250-2:2010.

 **Перед обследованием необходимо измерить окружность головы пациента и выбрать шлем соответствующего размера. Правильный размер шлема важен для качественной регистрации ЭЭГ и комфорта пациента.**