

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Установочный комплект

Комплект для начала работы с электродным шлемом.

Артикул

033-7-001



НАЗНАЧЕНИЕ

Для подготовки к ЭЭГ обследованию.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Гель электропроводящий,
- шприц,
- наконечник-дозатор,
- щеточки для чистки электродов - 2 шт.,
- спрей для дезинфекции
- эксплуатационная документация.

ОПИСАНИЕ

Установочный комплект включает в себя все необходимое для начала работы с электродным шлемом: гель электродный контактный с высокой электропроводностью, шприц для геля, наконечник-дозатор для заполнения электродов гелем через специальное отверстие в корпусе, щетки для очистки электродов и спрей для быстрой дезинфекции электродов, шлемов и принадлежностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная электропроводность геля	3,0 - 4,0 См/м
Вязкость геля	9,0-11,0 Па × с (скорость сдвига 16,8±0,3 с ⁻¹); 17,0-21,0 Па × с (скорость сдвига 7,5±0,05 с ⁻¹)
рН геля	6,0 - 7,0
Номинальная масса геля	250 г



Номинальный объем шприца	25 мл
Длина иглы	17 мм
Диаметр иглы	2 мм
Номинальный объем средства для дезинфекции	75 г
Масса изделия (масса нетто)	405 ±5 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	410 ±5 г

