

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ярлыки для электродов съёмные

Артикул	Номинальный диаметр провода
033-0-326	1,3 мм
033-0-327	1,0 мм



ОПИСАНИЕ

Комплект пластиковых маркеров типа с символами наиболее распространенных позиций ЭЭГ электродов предназначен для крепления на провода ЭЭГ электродов. Символы на маркерах соответствуют международной системе 10-20. Пустые ярлыки предназначены для самостоятельного нанесения символа.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Отделите маркеры от литника с помощью канцелярского ножа или другого режущего инструмента.
- Вдавите провод в зажим до фиксации.
- Для самостоятельного нанесения символа на пустой маркер используйте перманентный маркер, например, Edding 780.

⚠ Содержит мелкие детали. Во избежание проглатывания хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр провода	1,3 мм (REF 033-0-326) 1,0 мм (REF 033-0-327)
Количество ярлыков/маркеров	48 шт.
Количество маркеров с полем для самостоятельного нанесения надписи	9 шт.
Количество маркеров с символами	39 шт.
Символы	Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, A1, A2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, Cz, Pz, FC1, FC2, CP1, CP2, CP5, CP6, F9, F10, P9, P10, Fpz, FCz, CPz, Oz, GND, Ref
Материал	ABS
Цвет	серый (REF 033-0-326) желтый (REF 033-0-327)
Масса изделия (масса нетто)	< 0,05 г
Масса изделия в упаковке (масса брутто)	< 4 г

