

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Комплект адаптеров Snap-Banana для ЭКГ-электродов MCS


Комплект адаптеров для подключения ЭКГ-электродов MCS к кабелям отведений с разъёмом типа «банан», 4 штуки в упаковке.

Артикул

023-0-075

НАЗНАЧЕНИЕ

Подключение ЭКГ-электродов к усилителю.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Адаптер Snap-Banana для ЭКГ-электродов MCS – 4 шт.

ОПИСАНИЕ

Адаптеры Snap-Banana являются пассивными адаптерами для подключения ЭКГ-электродов MCS с разъёмом типа «кнопка» к кабелям отведений с разъёмом типа «банан».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество адаптеров	4 шт.
Маркировка отведений	наличие
Разъём для подключения электрода	зажим для разъёма типа «кнопка»
Разъём для подключения к усилителю	гнездо под разъём типа «банан»
Длина кабеля	0,15 м



